

Foulard verticale

FL 300/V



Apparecchio da laboratorio per tintura campioni tessili a foulard. Il tessuto viene tinto nel bagno a freddo e quindi spremuto dai cilindri.

Laboratory unit for dyeing foulard fabric samples. Fabric will be cold dyed and then squeezed on rollers.

CARATTERISTICHE:

1. Lunghezza cilindri 300 mm.
2. Rivestimento cilindri con gomma speciale.
3. Velocità regolabile con potenziometro da 0 a 10 mt/minuto.
4. Pressione pneumatica dei cilindri regolabile.
5. Bacinella di recupero bagno.
6. Bacinella estraibile per impregnazione tessuto avente capacità 300 cc.
7. Cilindri di rinvio tessuto nella bacinella.
8. Apparecchio realizzato in acciaio inox.
9. Dimensioni mm: Lunghezza 1300-Profondità 700-Altezza 750. Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase - 50 Hz.

CHARACTERISTICS:

1. Rollers length: 300 mm.
2. Rollers covered with special rubber.
3. Adjustable speed by means of potentiometer from 0 to 10 m/min.
4. Adjustable pneumatic pressure of rollers.
5. Basin to recuperate bath.
6. Removable basin for fabric impregnation capacity 300 cc.
7. Roller for fabric return in the basin.
8. Unit made of stainless steel.
9. Dimensions in mm: Length 1300 - Depth 700 - Height 750. Electric alimentation: 3x400 V. Three-phases - 50 Hz.

OPTIONAL

- * Cilindro arrotolatore.
- * Cilindro srotolatore.
- * Dispositivo di lavaggio cilindri.

OPTIONAL

- * Roller for fabric winding.
- * Roller for fabric unwinding.
- * Device for washing the rollers.

ALTRE VERSIONI

- Foulard verticale mod. FL 400/V (lunghezza cilindri mm. 400)
- Foulard verticale mod. FL 500/V (lunghezza cilindri mm. 500)

OTHER VERSIONS

- Vertical Foulard mod. FL 400/V (roller length 400 mm.)
- Vertical Foulard mod. FL 500/V (roller length 500 mm.)

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

